

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mettl9 Para Wb, Elisa - Q9H1A3

Número de artículo: CM0020403



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra METTL9 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la metilación de histidina en proteínas y las dianas del motivo HxH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	METTL9 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DREV; PAP1; DREV1; CGI-81; hMETTL9; METTL9
Especie	Humano
GeneID	51108
Inmunógeno	Proteína recombinante de METTL9 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H1A3
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo