

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mevalonato Quinasa (Mvk) Para Wb, Elisa - Q03426

Número de artículo: CM0002180



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la mevalonato quinasa humana (MVK, MK, LRBP), validado para WB y ELISA. Adecuado para la investigación de biosíntesis de colesterol, metabolismo de esteroides y vías de enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-MVK de conejo
Observaciones/Alias	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4598
ID del gen	4598
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 297-396 de la MVK humana (Q03426)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q03426
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo