

Anticuerpo Policlonal Anti-Mex3D Para Wb, Elisa - Q86Xn8

Número de artículo: CM0021563



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana de unión a ARN MEX3D. Validado para western blot y ELISA, con reactividad cruzada confirmada en ratón. Adecuado para investigación en regulación postranscripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEX3D Conejo pAb
Observaciones/Alias	MEX3; TINO; RKHD1; MEX-3D; RNF193; OK/SW-cl.4; MEX3D
Especie	Humano
GeneID (humano)	399664
GeneID	399664
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de MEX3D humano (NP_976049.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q86XN8
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo