

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mfap5 Para Wb, Elisa - Q13361

Número de artículo: CM0022036

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína 5 asociada a microfibrillas (MFAP5) humana, ideal para aplicaciones de Western blot y ELISA. Exhibe reactividad cruzada con ratón y rata. Apoya estudios en hematopoyesis, integridad cardiovascular y microfibrillas asociadas a la elastina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MFAP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MFAP5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8076
GeneID	8076
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-173 del MFAP5 humano. (NP_003471.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13361
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo