

Anticuerpo Policlonal Anti-Mff De Conejo (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Gzy8

Número de artículo: CM0029138

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MFF humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta MFF endógeno en muestras de humano, ratón y rata. Apto para estudios de fisión mitocondrial y división de orgánulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-MFF
Observaciones/Alias	EMPF2; GL004; C2orf33; MFF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56947
GeneID	56947
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MFF humano (NP_064579.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZY8
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo