

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mfg-E8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08431

Número de artículo: CM0010273

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo MFG-E8 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a la lactadherina (Q08431), un factor 8 del glóbulo graso de la leche-EGF involucrado en la eliminación de células apoptóticas, angiogénesis y curación de la mucosa. Ideal para investigación en cáncer y fertilización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo MFG-E8
Observaciones/Alias	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888
Especie	humano
GeneID (humano)	4240
GeneID	4240
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 231-387 de la MFG-E8 humana (NP_005919.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08431
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo