

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mfi2 (Melanotransferrina) Para Wb, Fc, Elisa - P08582

Número de artículo: CM0004549



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la melanotransferrina humana (MFI2/CD228), adecuado para WB, FC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para la investigación del metabolismo del hierro y el melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MFI2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4241
GeneID	4241
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-708 de MFI2 humana (NP_005920.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P08582
Peso Proteico	32kDa/80kDa
Envío	Bolsa de hielo