


Anticuerpo Policlonal Anti-Mfsd2A Para Wb, Elisa - Q8Na29

Número de artículo: CM0020407



Introducción

Anticuerpo policlonar de conejo contra MFSD2A humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre BHE y transporte de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MFSD2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A
Especie	Humana
GeneID (humana)	84879
GeneID	84879
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 464-543 de MFSD2A humana (NP_001129965.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q8NA29
Peso Molecular	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo