


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mfsd2A Para Wb, Elisa - Q9Da75

Número de artículo: CM0019484



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Mfsd2a (NLS1), un simportador de lisofosfatidilcolina dependiente de sodio, fundamental para la función de la barrera hematoencefálica y el transporte de DHA. Validado para WB y ELISA en humanos, ratones y ratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-Mfsd2a
Observaciones/Alias	NLS1; Mfsd2; 1700018018Rik; Mfsd2a
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	84879
ID del gen	76574
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-245 de Mfsd2a de ratón (NP_083938.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9DA75
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo