


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mfsd2A/Nls1 Para Wb, Elisa - Q8Na29

Número de artículo: CM0006182



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a MFSD2A/NLS1 humano (simportador de lisofosfatidilcolina dependiente de sodio 1). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de barrera hematoencefálica y transporte de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MFSD2A/NLS1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A/NLS1
Especie	Humano
GeneID	84879
Inmunógeno	Proteína recombinante de MFSD2A/NLS1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NA29
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo