


Anticuerpo Policlonal Anti-Mgam Para Wb, Elisa - O43451

Número de artículo: CM0021730



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la maltasa-glucoamilasa humana (MGAM), validado para Western blot y ELISA. El objetivo es una enzima del borde en cepillo de 312 kDa implicada en la digestión del almidón. Ideal para la investigación intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MGAM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MG; MGA; MGAM
Especie	Humano
ID del gen	8972
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 860-1090 de la MGAM humana (NP_004659.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O43451
Peso de la proteína	312 kDa
Envío	Bolsa de hielo