

Anticuerpo Policlonal Anti-Mgat1 Para Wb, Elisa - P26572

Número de artículo: CM0014554

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MGAT1 (GNT-I), ideal para aplicaciones de WB y ELISA. Muestra reactividad cruzada con muestras humanas y de rata. Herramienta esencial para estudiar la biosíntesis de N-glicanos y la función del Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MGAT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GnTI; MGAT; GLCT1; GLYT1; GNT-1; GNT-I; GLCNAC-TI; MGAT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4245
GeneID	4245
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MGAT1 humano (NP_002397.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P26572
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo