

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mgat2 Para Wb Y Elisa - Q10469

Número de artículo: CM0026843



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MGAT2 humano (GlcNAc-T II), esencial para la N-glicosilación de proteínas, validado en WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en glicobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MGAT2 Rabbit pAb
Notas / Alias	GNT2; CDG2A; CDG52; GNT-II; GLCNACTII; MGAT2
Especie	Humano
ID genético (Humano)	4247
ID genético	4247
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 178-447 de la MGAT2 humana (NP_002399.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q10469
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo