

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mgat3 Para Wb, Elisa - Q09327

Número de artículo: CM0006714

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MGAT3 humano (GNT-III), validado para Western Blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios de biosíntesis de glicoproteínas y ramificación de N-glicanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-MGAT3
Observaciones/Alias	GNT3; GNT-III; MGAT3
Especie	Humano
ID de gen	4248
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 381-480 de MGAT3 humano (NP_002400.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q09327
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo