

Anticuerpo Policlonal Anti-Mgat3 Para Wb Y Elisa - Q09327

Número de artículo: CM0027264

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MGAT3 humano (GNT-III) validado para Western blot y ELISA. Detecta MGAT3 en muestras humanas, de ratón y de rata; involucrado en la biosíntesis de N-glicanos y la regulación de la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MGAT3 Conejo pAb
Observaciones/Alías	GNT3; GNT-III; MGAT3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4248
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 364-533 del MGAT3 humano (NP_002400.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q09327
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo