


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mgat4A Para Wb Y Elisa - Q9Um21

Número de artículo: CM0017852



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MGAT4A humano (GNT-IVA), validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la glicosilación, el transporte de glucosa y la función de las células beta pancreáticas. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MGAT4A pAb de conejo
Observaciones/sinónimos	GNT-IV; GnT-4a; GNT-IVA; MGAT4A
Especie	Humano
GeneID (humano)	11320
GeneID	11320
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-100 de MGAT4A humano (NP_036346.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UM21
Peso molecular de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo