

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mgea5/Oga Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60502

Número de artículo: CM0005046



Introducción

Anticuerpo monoclonal Anti-MGEA5/OGA validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de O-GlcNAcase y desarrollo de ensayos IVD. Proporcionado por la plataforma integral de suministro de materias primas para IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] MGEA5/OGA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MEA5; MGEA5; NCOAT
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10724
ID de gen	10724
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 433-633 de MGEA5/OGA humano NP_036347.1
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60502
Peso de proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo