

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mgll (Magl) Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q99685

Número de artículo: CM0006942



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra MGLL humano (MAGL, HU-K5). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo lipídico y señalización endocannabinoide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MGLL Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MGL, HUK5, MAGL, HU-K5, MGLL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de MGLL humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99685
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo