

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mgll Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99685

Número de artículo: CM0029800



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MGLL, adecuado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Explore la función de la monoglicerido lipasa en la señalización endocannabinoide, el metabolismo lipídico y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MGLL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5; MGLL
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 11-313 de la MGLL humana (NP_009214.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99685
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo