


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mgmt Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16455

Número de artículo: CM0007160



Introducción

mAb de conejo MGMT para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce la O-6-metilguanina-ADN metiltransferasa humana, una enzima de reparación del ADN. Adecuado para investigación del cáncer y estudios de resistencia a fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo MGMT
Observaciones/Alias	MGMT; O-6-metilguanina-ADN metiltransferasa
Especie	Humano
ID del Gen	4255
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 107-207 de MGMT humano. (NP_002403.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16455
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo