


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mgmt Para Wb, Elisa - P16455

Número de artículo: CM0017105



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-MGMT apto para WB y ELISA, que detecta MGMT humano y de ratón. Ideal para estudios de reparación del ADN y mecanismos de resistencia a fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MGMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MGMT
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4255
ID del gen	4255
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-207 de la MGMT humana (NP_002403.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16455
Peso molecular de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo