

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mgp Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P08493

Número de artículo: CM0027027



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína de matriz Gla (MGP), inhibidor de la formación ósea. Validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de biología ósea y calcificación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MGP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NTI; GIG36; MGLAP; MGP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4256
GeneID	4256
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-103 de la MGP humana (NP_000891.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08493
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo