

Anticuerpo Policlonal Anti-Mgrn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60291

Número de artículo: CM0024028

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MGRN1 humano (ligasa E3 de ubiquitina-proteína) para WB, IF/ICC, ELISA. Reactividad cruzada validada con ratón y rata. Ideal para estudios de tráfico de endosomas y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MGRN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RNF156; MGRN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23295
GeneID	23295
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-538 de MGRN1 humano (O60291).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60291
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo