


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mhc Clase Ii (I-A/I-E) Para Fc, Elisa - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0011494



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata dirigido a moléculas MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón, validado para citometría de flujo y ELISA. Reacciona con ratón, cubriendo múltiples dianas genéticas esenciales para la investigación en inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MHC Clase II (I-A/I-E) mAb de rata
Observaciones/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Especie	Ratón
ID de gen	14969/14961/381091/14960
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso de proteína	26kDa/30kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo