


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Mhc Clase Ii (I-A/I-E) Para Citometría De Flujo - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0011387



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata anti-MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón conjugado con , validado para citometría de flujo. Reconoce los aloantígenos I-A e I-E de ratón. Ideal para inmunofenotipado y estudios de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de rata anti-MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                                         |
| ID del Gen          | 14969/14961/381091/14960                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante de MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón                                                                                                                      |
| Origen              | Rata                                                                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                                      |
| Aplicación          | CF                                                                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                                                                         |
| SWISS               | P18468/P06342/Q3U060/P14435                                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 30kDa/32kDa/26kDa                                                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                                |