

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mib1/Dip1 Para Wb, Elisa - Q86Yt6

Número de artículo: CM0025234



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MIB1/DIP1 validado para WB, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Dirige a la E3 ubiquitina ligasa en la vía Notch, apoptosis y ciliogénesis. 110 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MIB1/DIP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57534
ID del Gen	57534
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 560-860 de la MIB1/DIP1 humana (NP_065825.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86YT6
Peso de la Proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo