

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mib2 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q96Ax9

Número de artículo: CM0019274

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MIB2 humano, una ligasa de ubiquitina E3 en la señalización de Notch. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MIB2 pAb de conejo
Observaciones/alias	ZZZ5; ZZANK1; MIB2
Especie	Humano
GeneID (humano)	142678
GeneID	142678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-580 de MIB2 humano (NP_001164158.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96AX9
Peso de la proteína	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo