

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mica Para Wb, Elisa - Q29983

Número de artículo: CM0013609



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MICA humano (MIC-A, PERB11.1), validado para WB y ELISA. MICA es un ligando inducido por estrés para NKG2D, involucrado en la vigilancia inmune. Muestra reactividad cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MICA pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100507436
GeneID	100507436
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q29983
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo