


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Micu1 Para Wb, Elisa - Q9Bpx6

Número de artículo: CM0021743



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo Anti-MICU1 de alta afinidad para WB y ELISA, que reacciona con MICU1 humano, de ratón y de rata (Q9BPX6). Ideal para investigación en señalización de calcio mitocondrial y complejo MCU.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MICU1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CALC; EFHA3; MPXPS; CBARA1; ara CALC; MICU1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10367
GeneID	10367
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-255 de la MICU1 humana (NP_001182447.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BPX6
Peso de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo