


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Micu2 Para Wb Y Elisa - Q8lyu8

Número de artículo: CM0013553



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra MICU2 humano (EFHA1), regulador de la captación mitocondrial de calcio. Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para la investigación de la señalización del calcio y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	MICU2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EFHA1; 1110008L20Rik; MICU2
Especie	Humano
GeneID (humano)	221154
GeneID	221154
Inmunógeno	Péptido sintético. Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de MICU2 humano (NP_689939.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8IYU8
Peso molecular	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo