


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Midkina (Mdk) Para Wb, If/Icc, Elisa - P21741

Número de artículo: CM0018693



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Midkina (MDK) humana para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de citocinas, factores de crecimiento e inflamación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MDK Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | MK; ARAP; NEGF2; MDK                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 4192                                                                                                                                  |
| GeneID              | 4192                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-143 de la MDK humana (NP_001012333.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | P21741                                                                                                                                |
| Peso de la proteína | 16kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |