

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mief1 (Mid51) Para Wb Y Elisa - Q9Nqg6

Número de artículo: CM0015003



Introducción

El pAb de conejo MIEF1 es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra MIEF1 humano (MID51), validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con las especies humana y de rata. MIEF1 es una proteína de la membrana mitocondrial externa que regula la fisión y la fusión, lo que hace que este anticuerpo sea ideal para la investigación de la dinámica mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo MIEF1
Observaciones/Alias	MID51, L0R8F8, SMC7L, AltMIEF1, HSU79252, MIEF1-MP, dJ1104E15.3, MIEF1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	54471
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-280 de MIEF1 humano (NP_061881.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q9NQG6
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo