

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mien1 Para Wb, Elisa - Q9Brt3

Número de artículo: CM0023206



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a MIEN1 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. MIEN1 desempeña un papel en la migración celular y la apoptosis, y está sobreexpresado en cánceres de mama y próstata. Ideal para la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MIEN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	C35, ORB3, XTP4, RDX12, C17orf37, MIEN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84299
GeneID	84299
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 del MIEN1 humano (NP_115715.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BRT3
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo