

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mier1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N108

Número de artículo: CM0020109

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MIER1 humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce MIER1 humano y de ratón, un represor transcripcional involucrado en el silenciamiento de la cromatina. Ideal para investigación oncológica y estudios de regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MIER1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ER1; MI-ER1; MIER1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57708
GeneID	57708
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N108
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo