


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mif Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14174

Número de artículo: CM0007409



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra MIF humano (factor inhibidor de la migración de macrófagos). Validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Desempeña un papel en la respuesta inmune innata y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MIF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4282
GeneID	4282
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 114-199 de la MIF humana (NP_002406.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14174
Peso molecular de la proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo