


Anticuerpo Policlonal Anti-Mif Para Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Número de artículo: CM0013918



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el MIF humano (factor inhibidor de la migración de macrófagos), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inmunidad innata e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MIF Conejo pAb
Observaciones/Alias	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4282
ID de Gen	4282
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 del MIF humano (NP_002406.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14174
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo