

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Miip Para Wb, Elisa - Q5Jxc2

Número de artículo: CM0018256

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MIIP humano (IIP45) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para estudios de invasión y migración de células cancerosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MIIP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IIP45; MIIP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	60672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 279-388 del MIIP humano (NP_068752.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q5JXC2
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo