

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor De Mineralocorticoides (Nr3C2) - P08235

Número de artículo: CM0029293



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de mineralocorticoides humano (NR3C2), apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para investigación en señalización de mineralocorticoides e hipertensión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-receptor de mineralocorticoides (NR3C2)
Observaciones/Alias	MR; MCR; MLR; NR3C2VIT; Receptor de mineralocorticoides (NR3C2)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4306
ID del Gen	4306
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-600 del receptor de mineralocorticoides humano (NR3C2) (NP_000892.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08235
Peso Molecular de la Proteína	107kDa
Envío	Bolsa de hielo