


Anticuerpo Policlonal Anti-Mios (Mio, Sea4, Yulink) Para Wb, Elisa - Q9Nxc5

Número de artículo: CM0023587



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MIOS (MIO, Sea4, Yulink), un componente del complejo GATOR2 en la señalización de mTOR. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en cáncer y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MIOS Conejo pAb
Observaciones/Alias	MIO; Sea4; Yulink; MIOS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54468
GeneID	54468
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 556-875 de MIOS humano (NP_061878.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NXC5
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo