


Anticuerpo Policlonal Anti-Miox Para Wb, If-P, Elisa - Q9Ugb7

Número de artículo: CM0013233



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MIOX humano (inositol oxigenasa), validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de oxidorreductasa específica del riñón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MIOX
Observaciones/Alias	ALDRL6; MIOX
Especie	Humano
GeneID (humano)	55586
GeneID	55586
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-285 de MIOX humano (NP_060054.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UGB7
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo