

Anticuerpo Policlonal Anti-Mip Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30301

Número de artículo: CM0029022

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MIP humano (Acuaporina-0). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de la homeostasis del agua en el cristalino y la adhesión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AQP0; LIM1; MP26; MIP26; CTRCT15; MIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4284
GeneID	4284
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de MIP humano (NP_036196.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30301
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo