

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mipep Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q99797

Número de artículo: CM0006547

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MIPeP, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Dirigido contra la peptidasa intermedia mitocondrial (Q99797), ideal para estudiar el procesamiento de proteínas mitocondriales y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MIPeP
Observaciones/Alíase	MIP; HMIP; COXPD31; MIPeP
Especie	Humana
GeneID (humano)	4285
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 511-713 de la MIPeP humana (NP_005923.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q99797
Peso de la proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo