

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mipep Para Wb, Elisa - Q99797

Número de artículo: CM0013367

Introducción

pAb de conejo anti-MIPEP validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Se dirige a la peptidasa intermediaria mitocondrial (81 kDa), adecuada para la investigación del procesamiento de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MIPEP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MIP; HMIP; COXPD31; MIPEP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4285
GeneID	4285
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 511-713 del MIPEP humano (NP_005923.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99797
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo