

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mitd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wv92

Número de artículo: CM0023949



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MITD1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta una proteína de 29 kDa involucrada en la citocinesis y abscisión. Apto para muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MITD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MITD1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	129531
ID del Gen	129531
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WV92
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo