


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mitf Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075030

Número de artículo: CM0007243



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el MITF humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. MITF es un factor de transcripción maestro que regula la supervivencia y diferenciación de los melanocitos, así como la expresión de genes relacionados con la pigmentación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MITF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32
Especie	Humano
GeneID (humano)	4286
GeneID	4286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 402-526 del MITF humano (NP_001341533.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	075030
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo