


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mitf Para Wb, If/Icc, Elisa - O75030

Número de artículo: CM0007572



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo que dirige al MITF humano (O75030), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con el MITF humano y de rata. Adecuado para la investigación de diferenciación de melanocitos, regulación de genes de pigmentación y factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MITF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4286
ID de gen	4286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 402-526 del MITF humano (NP_001341533.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O75030
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo