


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mitf Para Wb Y Elisa - 075030

Número de artículo: CM0013778



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el MITF humano (factor de transcripción asociado a la microftalmía). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. MITF es un regulador clave de la supervivencia y diferenciación de los melanocitos, así como de la biogénesis de los melanosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MITF Rabbit pAb
Observaciones/alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4286
ID del gen	4286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del MITF humano (NP_937801.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	075030
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo