

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mitofilina Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16891

Número de artículo: CM0006513

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Mitofilina humana (MIC60) para Western blot, IHC, IP y ELISA. Ideal para la investigación de la morfología de las crestas mitocondriales y del complejo MICOS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Mitofilina
Observaciones/alias	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; Mitofilina
Especie	Humana
GenelD	10989
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-300 de la Mitofilina humana (NP_006830.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	Q16891
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo