

Anticuerpo Policlonal Anti-Mitofusina-1/Mfn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwa4

Número de artículo: CM0025574



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Mitofusina-1 humana (MFN1), una GTPasa de la membrana mitocondrial externa esencial para la fusión mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de dinámica mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mitofusina-1/MFN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	hfzo1; hfzo2; Mitofusina-1/MFN1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55669
ID del Gen	55669
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 622-741 de la Mitofusina-1/MFN1 humana (NP_284941.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IWA4
Peso Molecular de la Proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo