

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mitofusina-1/Mfn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwa4

Número de artículo: CM0004395



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Mitofusina-1 humana (MFN1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta proteína de 84 kDa, adecuado para estudiar la dinámica y fusión mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Mitofusina-1/MFN1
Observaciones/Alias	hfzo1; hfzo2; Mitofusina-1/MFN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	55669
GeneID	55669
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 642-741 de la Mitofusina-1/MFN1 humana (NP_284941.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IWA4
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo